



**GUIDA RAPIDA
PER L'EPILAZIONE
CUTE/SOFT SKIN**

Guida rapida per l'epilazione

1. Radere con il rasoio la zona da trattare 24 ore prima di cominciare il trattamento.
2. Prova su una piccola area e attendere un paio d'ore.
3. Se non ci sono arrossamenti procedere con l'epilazione dell'intera zona interessata.
4. Collegare l'apparecchio alla presa elettrica tramite l'alimentatore fornito in dotazione, lampeggerà subito un led rosso.
5. Accendere l'apparecchio tenendo premuto il tasto per tre secondi.
6. L'apparecchio appena acceso mostrerà lo stato di utilizzo della testina (% della vita residua) tramite la sequenza di led verdi che lampeggeranno per tre volte:



5 led intermittenți = 80~100%



4 led intermittenți = 60~80%



3 led intermittenți = 40~60%



2 led intermittenți = 20~40%



1 led intermittente = fino a 20%

Se tutti i led rimangono accesi (nessun lampeggio) significa che la testina deve essere sostituita (fine vita).

7. Dopo aver visualizzato la vita residua della testina i led verdi indicheranno la potenza. Inizialmente l'apparecchio si imposta sempre al livello di potenza 1 (un solo led verde acceso). Premendo il tasto è possibile incrementare la potenza (livello 2, livello 3, livello 4, livello 5).
8. Se disponibile utilizzare lo skin tone sensor per identificare il proprio fototipo e quindi la potenza consigliata (se non si è in possesso dello skin tone sensor fare riferimento alla tabella a pagina 13 del manuale d'uso).

9. Regolazione della potenza: in caso di pelle scura o molto scura utilizzare una potenza bassa (livello 1-2), in caso di pelle chiara o molto chiara si possono utilizzare potenze più alte (livello 4-5). Fare riferimento alla tabella a pagina 13 del manuale d'uso.

NOTA: Per aumentare o diminuire la potenza premere il tasto;

10. Una volta impostata la potenza si può cominciare il trattamento: suddividere idealmente la zona da trattare in sezioni grandi quanto la testina di emissione.

11. **Avvicinare la testina in modo perpendicolare alla cute.** Emettere un flash per ogni sezione. Quando la testina è a perfetto contatto tutti i led saranno verdi e sarà possibile emettere il flash con una semplice pressione del tasto. In caso di contatto non corretto i led verdi non si accenderanno (verificare che la testina sia a perfetto contatto con la cute).

12. Una volta trattata la prima sezione passare alle successive fino a coprire tutta la zona interessata. Ripetere la procedura sull'intera zona interessata dalle 2 alle 4 volte.

13. Per i primi trattamenti (dal 1° al 5°), eseguire una seduta ogni 2/3 settimane.

14. Per i trattamenti successivi (dal 6° al 10°) eseguire una seduta ogni 4/6 settimane.

15. Nel periodo di mantenimento eseguire una seduta ogni 2/3 mesi specificatamente per l'area in cui è avvenuta la ricrescita del pelo (radere sempre la zona 24 ore prima del trattamento).

N.B.

L'uso di questa guida non sostituisce il manuale d'uso che va comunque letto attentamente prima dell'utilizzo del dispositivo Cute/Soft Skin.

MNPG215-00