

DATA DI STAMPA: Venerdì, 23 Gennaio 2015



► VAI ALLA SCHEDA ON-LINE www.chinesport.it/go/104064/

104064 SPORECUP XTR2

Unità combinata TENS/EMS concepita e disegnata per l'utilizzo a domicilio da parte dell'utente privato, è fornita di una brochure dettagliata che illustra i programmi da utilizzare e come posizionare gli elettrodi.

Particolarmente consigliato per atleti e amanti del fitness.

Comprende **30 programmi** divisi tra:


- recupero muscolare,
- relax,
- trattamento del dolore,
- sport,
- riabilitazione,
- capillarizzazione,
- fitness,
- estetica,

CARATTERISTICHE:

- 30 programmi pre-impostati
- 5 programmi liberi
- blocco tastiera di sicurezza
- batteria ricaricabile integrata
- sistema di protezione integrato

ACCESSORI A CORREDO

- 106351 CAVO TIPO 5.15, 2 PEZZI
- 283400 ELETTRODI AUTOADESIVI 50x50 mm, 4 PEZZI
- 101062 CARICATORE WK 112
- VALIGETTA DI TRASPORTO



104064 - SPORECUP XTR2

Specifiche tecniche e dimensioni

Corrente in uscita 100 mA Frequenza 0,5 - 120 Hz Ampiezza impulsi 50 - 400 μ s
Alimentazione Batteria ricaricabile integrata Ni-mH 4.8 V Dimensioni 11,4 x 5,9 x 2.7
cm Peso 300 grammi Conformità Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici

Documentazione disponibile online

DOCUMENTI IN ITALIANO


Brochure - Brochure Terapia Tens .pdf 792.53 KB

Manuale Istruzioni - Manuale d'Istruzione e uso 104064  .pdf 469.46 KB
Sporecup XTR2

Dichiarazione conformità - Dichiarazione di conformità CE -  .pdf 21.14 KB
104064

 Il documento è disponibile per il download in area riservata

Accessori




103025 SONDA VAGINALE V2B

Lunghezza 58 mm, diametro 25 mm Da utilizzare in caso di accorciamento vaginale.



103044 SONDA ANALE TL1R

Lunghezza 65 mm, diametro 12-18 mm Con stop all'estremo posteriore per un migliore fissaggio. L'ispessimento della parte frontale impedisce che l'elettrodo venga espulso.



103045 SONDA ANALE 12C

Lunghezza 64-108 mm, diametro 12-28 mm Lo stop flessibile all'estremo posteriore con barra di posizionamento e l'estremità conica frontale garantiscono un fissaggio permanente durante il trattamento. [CE]

104748 ALIMENTATORE

Alimentatore.



107010 ELETTRODI SILICONE 48X48 MM

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall'area dolorante da trattare. Da utilizzare con gel a contatto.



107014 GUANTI DA STIMOLAZIONE S

Gli elettrodi Stimex a calza o guanto utilizzati in combinazione con gli stimolatori descritti sono ideali per il trattamento a casa propria.



107021 GUANTI DA STIMOLAZIONE M

Gli elettrodi Stimex a calza o guanto utilizzati in combinazione con gli stimolatori descritti sono ideali per il trattamento a casa propria.



107022 GUANTI DA STIMOLAZIONE L

Gli elettrodi Stimex a calza o guanto utilizzati in combinazione con gli stimolatori descritti sono ideali per il trattamento a casa propria.



107023 CALZE DA STIMOLAZIONE M

Gli elettrodi Stimex a calza o guanto utilizzati in combinazione con gli stimolatori descritti sono ideali per il trattamento a casa propria.



107024 CALZE DA STIMOLAZIONE L

Gli elettrodi Stimex a calza o guanto utilizzati in combinazione con gli stimolatori descritti sono ideali per il trattamento a casa propria.



107034 MEDICOBACK S (80-90 cm)

MedicoBack, fascia lombare con elettrodi integrati e pelote da impiegare con i TENS.



107036 MEDICOBACK M (90-100 cm)

MedicoBack, fascia lombare con elettrodi integrati e pelote da impiegare con i TENS.



107037 MEDICOBACK L (100-110 cm)

MedicoBack, fascia lombare con elettrodi integrati e pelote da impiegare con i TENS.



107038 MEDICOBACK XL (110-120 cm)

MedicoBack, fascia lombare con elettrodi integrati e pelote da impiegare con i TENS.



107039 MEDICOBACK XXL (120-130 cm)

MedicoBack, fascia lombare con elettrodi integrati e pelote da impiegare con i TENS.



107050 ELETTRODI SILICONE 70X65MM

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall'area dolorante da trattare. Da utilizzare con gel a contatto.



281000 ELETTRODI STIMEX 32 MM CIRCOLARE 4 PZ.

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall'area dolorante da trattare.



282000 ELETTRODI STIMEX 50 MM CIRCOLARE 4 PZ.

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall'area dolorante da trattare.



283000 ELETTRODI STIMEX 50X130

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall'area dolorante da trattare.



283100 ELETTRODI STIMEX 80X130

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall'area dolorante da trattare.



283400 ELETTRODI STIMEX 50X50

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall'area dolorante da trattare.



283600 ELETTRODI STIMEX 50X90

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall'area dolorante da trattare.