

DATA DI STAMPA: Venerdì, 23 Gennaio 2015



► VAI ALLA SCHEDA ON-LINE www.chinesport.it/go/104068/

104068 EMP2 PRO NEW

40 programmi per il trattamento del dolore e la stimolazione muscolare. Il EMP 2 Pro è un'unità combinata TENS / EMS dal design moderno ed ergonomico. Include i più recenti parametri di trattamento ed è dotato di un'elettronica di alta qualità. Funziona tramite una batteria ricaricabile da 4.8 V.

EMP 2 Pro comprende 20 programmi pre-impostati e 20 programmi liberi divisi tra: trattamento del dolore, stimolazione muscolare, trattamento dell'incontinenza, Wellness.

CARATTERISTICHE:

- 20 programmi pre-impostati
- 20 programmi liberi
- Programmi TENS: Burst, modulazione di frequenza, alta/bassa frequenza, stimolazione di Han.
- Programmi di stimolazione muscolare: rafforzamento muscolare, atrofia muscolare, riabilitazione del piano pelvico.
- Programma di stimolazione dinamica ad effetto massaggiante
- Blocco tastiera per maggiore sicurezza
- batteria ricaricabile integrata
- sistema di protezione integrato per una maggiore sicurezza della pelle

ACCESSORI A CORREDO:

- 106351 CAVO TIPO 5.15, 2 PEZZI
- 283400 ELETTRODI AUTOADESIVI 50x50 mm, 4 PEZZI
- 602000 BATTERIA DA 9 V
- VALIGETTA DI TRASPORTO




104068 EMP2 PRO NEW


Specifiche tecniche e dimensioni

Corrente in uscita 70 mA (con 1 k Ω reali) Frequenza 0.5 - 120 Hz Ampiezza impulsi 60 - 500 μ s Alimentazione Batteria da 9.0 V Dimensioni 11.4 x 5.9 x 2.7 cm Peso 170 grammi Conformità Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici


Documentazione disponibile online

DOCUMENTI IN ITALIANO

Manuale Istruzioni - 104068 - Manuale istruzioni  .pdf 1.09 MB


 Il documento è disponibile per il download in area riservata

Accessori




103025 SONDA VAGINALE V2B

Lunghezza 58 mm, diametro 25 mm Da utilizzare in caso di accorciamento vaginale.



103044 SONDA ANALE TL1R

Lunghezza 65 mm, diametro 12-18 mm Con stop all'estremo posteriore per un migliore fissaggio. L'ispessimento della parte frontale impedisce che l'elettrodo venga espulso.



103045 SONDA ANALE 12C

Lunghezza 64-108 mm, diametro 12-28 mm Lo stop flessibile all'estremo posteriore con barra di posizionamento e l'estremità conica frontale garantiscono un fissaggio permanente durante il trattamento. [CE]



107010 ELETTRODI SILICONE 48X48 MM

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall'area dolorante da trattare. Da utilizzare con gel a contatto.



107014 GUANTI DA STIMOLAZIONE S

Gli elettrodi Stimex a calza o guanto utilizzati in combinazione con gli stimolatori descritti sono ideali per il trattamento a casa propria.



107021 GUANTI DA STIMOLAZIONE M

Gli elettrodi Stimex a calza o guanto utilizzati in combinazione con gli stimolatori descritti sono ideali per il trattamento a casa propria.



107022 GUANTI DA STIMOLAZIONE L

Gli elettrodi Stimex a calza o guanto utilizzati in combinazione con gli stimolatori descritti sono ideali per il trattamento a casa propria.



107023 CALZE DA STIMOLAZIONE M

Gli elettrodi Stimex a calza o guanto utilizzati in combinazione con gli stimolatori descritti sono ideali per il trattamento a casa propria.



107024 CALZE DA STIMOLAZIONE L

Gli elettrodi Stimex a calza o guanto utilizzati in combinazione con gli stimolatori descritti sono ideali per il trattamento a casa propria.



107034 MEDICOBACK S (80-90 cm)

MedicoBack, fascia lombare con elettrodi integrati e pelote da impiegare con i TENS.



107036 MEDICOBACK M (90-100 cm)

MedicoBack, fascia lombare con elettrodi integrati e pelote da impiegare con i TENS.



107037 MEDICOBACK L (100-110 cm)

MedicoBack, fascia lombare con elettrodi integrati e pelote da impiegare con i TENS.



107038 MEDICOBACK XL (110-120 cm)

MedicoBack, fascia lombare con elettrodi integrati e pelote da impiegare con i TENS.




107039 MEDICOBACK XXL (120-130 cm)

MedicoBack, fascia lombare con elettrodi integrati e pelote da impiegare con i TENS.



107050 ELETTRIDI SILICONE 70X65MM

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall'area dolorante da trattare. Da utilizzare con gel a contatto.




281000 ELETTRDI STIMEX 32 MM CIRCOLARE 4 PZ.

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall'area dolorante da trattare.



282000 ELETTRDI STIMEX 50 MM CIRCOLARE 4 PZ.

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall'area dolorante da trattare.



283000 ELETTRDI STIMEX 50X130

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall'area dolorante da trattare.



283100 ELETTRDI STIMEX 80X130

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall'area dolorante da trattare.



283400 ELETTRDI STIMEX 50X50

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall'area dolorante da trattare.



283600 ELETTRDI STIMEX 50X90

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall'area dolorante da trattare.