

<b>MODELLO</b>	<b>T-ONE</b>	
<b>VERSIONE</b>	<b>EVO II (101 programmi)</b>	
<b>DOTAZIONE</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elettrostimolatore con display grafico</li> <li>• 4 cavi di connessione elettrodi (8 elettrodi collegabili)</li> <li>• Manuale d'uso e manuale delle posizioni</li> <li>• 5 confezioni di elettrodi</li> <li>• Batteria interna Ni-Mh ricaricabile</li> <li>• Caricabatteria</li> <li>• Scatola di confezionamento</li> <li>• Borsa per il trasporto</li> </ul>		
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• elettrostimolatore a 4 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi;</li> <li>• generatore di corrente costante (costanza di emissione anche in caso di variazione delle condizioni della cute, stop apparecchio in caso di distacco accidentale elettrodi);</li> <li>• generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così il pericoloso effetto termico di polarizzazione possibile invece con uno stimolatore a tensione costante;</li> <li>• feed-back utente: l'apparecchio riconosce se l'utente è collegato;</li> <li>• tastiera soft-touch con comandi semplici ed intuitivi;</li> <li>• guida in linea utente con istruzioni rapide di utilizzo fornite direttamente sul display;</li> <li>• funzionamento con batteria interna Ni-Mh ricaricabile da 1600mAh;</li> <li>• personalizzazione trattamenti con la selezione uomo/donna;</li> <li>• intensità massima 240 mApp, con regolazione puntuale di 0,5 mA alla volta;</li> <li>• Scelta della lingua del menù (Italiano, Inglese, Tedesco, Spagnolo, Francese)</li> <li>• dispositivo medico certificato CE0476.</li> </ul>		
<b>STIMOLAZIONE ALTERNATA SUI QUATTRO CANALI</b>		
<p>L'apparecchio è in grado di generare impulsi alternati sui quattro canali in modo da produrre contrazioni o stimolazioni sequenziali. Questa caratteristica ne consente un uso efficace in ambito rieducativo per stimolare le "catene cinetiche" ed in ambito sportivo per l'allenamento di muscoli agonisti od il massaggio sequenziale. La grande potenza che l'apparecchio riesce a generare, ne consente l'uso anche agli sportivi più esigenti.</p>		
<b>16 Programmi Tens</b>	<b>9 Programmi Beauty</b>	<b>11 Programmi Sport</b>
Tens rapido	Lipolisi	Riscaldamento
Tens endorfinico (ritardato)	Rassodamento	Recupero muscolare
Tens a scansione	Tonificazione	Capillarizzazione
Tens ai valori massimi	Definizione	Agonista/antagonista
Tens Burst	Modellamento	Forza resistente
Cervicalgia Cefalea	Microlifting	Forza base
Lombalgia	Massaggio relax	Forza veloce
Sciatalgia	Defaticante generale	Forza esplosiva
Distorsioni Contusioni	Drenaggio	Resistenza
Antinfiammatorio		Contrazioni toniche
Vascolarizzazione		Contrazioni fasiche
Decontratturante		
Ematomi		
Impulsi rigeneranti		
Prevenzione atrofia		
Atrofia		
<b>Dimensioni apparecchio: 76 X 125 X 34 mm</b>		

